

Nota informativa per il prelievo e la spedizione dei campioni

rev. 12 del 30/05/2024 - Pag. 1 di 2

Come prelevare il campione



IMPORTANTISSIMO: la rappresentatività del campione è un requisito fondamentale. E' quindi necessario:

- ✓ Per campionamenti in pre raccolta: prelevare unità di prodotto rappresentative da almeno 4-5 punti del campo, evitando i bordi e le capezzagne.
- ✓ Per prodotti già raccolti/lavorati: recuperare il prodotto da almeno 3-4 colli di una medesima partita.
- ✓ Per evitare contaminazioni accidentali i campioni **NON VANNO MAI TOCCATI A MANI NUDE** ma devono essere prelevati con guanti usa e getta sostituiti ogni volta.
- ✓ La quantità necessaria per il laboratorio è di almeno 1 kg per ortofrutta, cereali e legumi e terreni.
- ✓ Per prodotti diversi da quelli sopra elencati il quantitativo varia a seconda delle analisi richieste e dalla natura del prodotto. Per informazioni in merito potete rivolgervi direttamente alla segreteria di laboratorio o al vostro referente commerciale

Come confezionare il campione

Il campione finale da inviare al laboratorio deve essere confezionato in sacchetti puliti opportunamente chiusi; nel caso si richieda l'analisi di **fumiganti** (es. fosfina, ossido di etilene) il campione deve essere sigillato in un sacchetto di plastica. Per l'analisi dell'**acrilammide** il campione deve essere protetto dalla luce. Per campioni con richiesta analisi **allergeni** oltre ad altre prove si richiede un sacchetto a parte ben sigillato così da evitare contaminazioni accidentali. Per **MOSH MOAH** e **3MCPD E GE** il campione deve essere posto preferibilmente in un contenitore di vetro coperto da un foglio di alluminio o nella sua confezione originale. Per analisi **microbiologiche** utilizzare sacchetti sterili monouso con aliquota dedicata.

Il prelevatore/cliente deve compilare il Verbale di accompagnamento campione utilizzando preferibilmente il verbale elettronico e/o il modello cartaceo: si prega di attaccare la copia adesiva più una seconda copia sul sacchetto, e di tenere la terza copia del verbale che rimane a disposizione del prelevatore. Indicare nel campo "Note" le eventuali informazioni aggiuntive.

Attenzione: i dati identificativi del campione devono essere dichiarati prima che il campione sia refertato. **Informazioni comunicate dopo l'emissione non potranno essere riportate sul referto analitico.**

Infine i singoli sacchetti dei campioni vanno posti in scatole sufficientemente capienti e robuste (es. scatole di cartone), accompagnati anche dalla copia del DDT se necessario.

 Qualora non fosse possibile provvedere subito alla spedizione del campione, questo va tenuto in cella frigo o in luogo fresco.

IMPORTANTISSIMO: è requisito fondamentale mantenere la rintracciabilità del campione.

I campioni devono essere accompagnati dal verbale di accompagnamento campione fornito da Cadir Lab, chiaramente compilato, o dalla copia del riepilogo del verbale elettronico; per i prodotti già lavorati/confezionati consigliabile allegare l'ETICHETTA ORIGINALE e/o copia del DDT.

Come spedire il campione



Il campione pronto per la spedizione deve essere confezionato in un imballaggio idoneo a preservarne l'integrità.

Si consiglia una scatola di cartone/polistirolo sufficientemente capiente, scatola che deve contenere i sacchetti dei campioni, i relativi verbali di accompagnamento e infine deve essere ben chiusa con nastro da pacchi.

Sulla scatola va indicato con chiarezza:

- **il destinatario: Cadir Lab S.r.l. - Strada Alessandria 13, 15044, Quargnento (AL) e il mittente**

Si ricorda che i tempi medi di consegna al laboratorio da parte del corriere, sono di circa 1-2 giorni lavorativi.

Se fosse necessario che il ritiro venga effettuato in giornata, si prega di contattarci entro le ore 12:00 del giorno stesso. Specificando con precisione l'indirizzo esatto per il corriere e una eventuale fascia oraria di disponibilità (di almeno 3/4 ore) per il ritiro della merce .

Verbale di accompagnamento campione

Strada Alessandria, 13 – 15044 Quargnento (AL)

Tel. 0131.219696 – laboratorio@cadirlab.it – info@satasrl.it

Società soggette alla direzione e al coordinamento di SATA HOLDING S.R.L. - C.F./P.IVA 02738410063



CLIENTE:

E-mail per invio RdP:

Prodotto: _____ Coltivato: Estero: _____

Varietà: _____ Produttore: _____

Codice/lotto: _____ Fornitore: _____

Da agricoltura biologica:

ANALISI RICHIESTE



PRIORITY SERVICE

Quantità RdP*: _____ Riepilogo Risultati:

NOTE: _____ Offerta n. _____

Modalità:

Località: _____ Prelevatore: _____

DATA: _____ FIRMA**: _____

*In caso di RdP (Rapporto di Prova) multipli numerare le Analisi Richieste per indicarne la loro suddivisione sui report

**Il prelevatore garantisce con la Firma di aver effettuato il prelievo secondo le istruzioni di Cadir Lab S.r.l.

Rev. 09 del 12/01/2024. Si consiglia di verificare l'ultima versione al seguente link: www.cadirlab.it/modulistica

NOTA INFORMATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

- **COLTIVATO** : Indicare se il prodotto è di origine Italiana o di origine estera.
- **CODICE/LOTTO** : Indicare il codice/lotto di produzione/batch, al fine di identificare il campione.
- **DA AGRICOLTURA BIOLOGICA** : Vagliare l'apposita casella , se il prodotto proviene da agricoltura biologica o convenzionale e se proviene dal coltivazione in pieno campo o serra.
- **ANALISI RICHIESTE**: Indicare la/le analisi da effettuare sul campione.
- **PRIORITY SERVICE** : Barrare la casella se il campione è richiesto in tempi ridotti rispetto ai classici tempi standard concordati in offerta (questo comporta una maggiorazione del prezzo base).
- **QUANTITA' RdP** : Segnalare il numero dei rapporti di prova in base alle analisi richieste.
- **RIEPILOGO DEI RISULTATI** : Barrare la modalità di ricezione dei Rapporti di Prova (unico file/file distinto).
- **COMPILAZIONE VERBALE ON-LINE**: Vedere istruzioni allegate all'offerta